

Cryo 6

Manuel d'entretien
et règles de bon usage
pour le dispositif de
cryothérapie **Cryo 6**



Principes d'entretiens et règles de bon usage pour le Cryo 6

**Mode économie d'énergie
veille** : le compresseur
s'éteint lors d'une période
d'inactivité, ce qui permet
d'économiser de l'énergie et
d'être économique

Fiabilité exceptionnelle
grâce à la conception
robuste du Cryo 6

L'amélioration de l'efficacité est obtenue grâce à un système de refroidissement distinct pour le moteur, ce qui permet de réduire la température de pré-refroidissement de l'air destiné à la thérapie

Le déplacement est aisé grâce aux **roulettes**, offrant une **manipulation pratique du produit**

Plaque de support en verre
pratique au quotidien, capable de
supporter jusqu'à 30 kg

Affichage du temps de
traitement et du choix du
programme

Le **tuyau d'environ 2
mètres** dispose d'une
sortie de tuyau de
thérapie adaptable avec
4 buses fournies.

**Récupération
automatique** dans le
compartiment du récipient
d'eau



Quelques directives

à suivre :

Afin d'assurer une **qualité de soin optimale** et une **durée d'utilisation maximale** de votre équipement, il est essentiel de maintenir un **ENTRETIEN RIGoureux**.

→ LE DÉGIVRAGE DE L'APPAREIL :

- Le dégivrage doit être effectué **une fois par semaine**, de préférence à la fin de la semaine, avant la fermeture du cabinet pour le week-end.
- Lorsque l'appareil est éteint, démarrez-le en appuyant sur le bouton situé à l'arrière de l'appareil.
- Lors de l'initialisation du démarrage, l'écran "menu" s'affichera pendant quelques secondes sur l'écran LCD.
- Appuyez sur le bouton situé en dessous de "menu" pour accéder aux paramètres.
- Sélectionnez l'option de démarrage du processus de dégivrage.
- Attendez que le dégivrage soit terminé.
Pendant ce temps, l'appareil dégivrera le circuit de refroidissement pour éliminer toute accumulation de glace.
- Une fois le dégivrage achevé, l'appareil reviendra à son fonctionnement normal, et il vous suffira de l'éteindre.
- Pour une efficacité optimale, **laissez l'appareil éteint pendant 24 à 48 heures** après le dégivrage.

→ L'ENTRETIEN DU FILTRE ARRIÈRE :

- **Pour entretenir le filtre à air**, vous pouvez facilement le nettoyer **chaque semaine** en aspirant la surface du filtre arrière. Aucun démontage n'est nécessaire, il vous suffit de passer l'aspirateur sur toute la surface du filtre.

EN CAS DE DOUTE OU DE QUESTIONS, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE **SERVICE APRÈS-VENTE** DE VOTRE DISTRIBUTEUR.

Nettoyer le **filtre à air**



Si l'appareil éprouve une résistance excessive en aspirant l'air, cela augmente considérablement le **risque de panne**.



L'entretien du filtre à air est RAPIDE ET SIMPLE

Chaque semaine, il vous suffit de passer l'aspirateur sur la grille arrière du Cryo 6 **pendant moins de 30 secondes**.
Aucun démontage n'est nécessaire



Lancer le **dégivrage**



1

Lorsque l'appareil est éteint, démarrez-le en appuyant sur le **bouton situé à l'arrière** de l'appareil.

2

Lors de l'initialisation du démarrage, l'écran « **menu** » s'affichera pendant quelques secondes sur l'écran LCD.
Je sélectionne « menu » puis valide « **dégivrage** ». C'est le premier choix de liste.

3

Une fois le dégivrage terminé (environ 10 à 15 minutes), **j'éteins le Cryo** dès la fin du dégivrage et **le laisse à l'arrêt** pour permettre à l'eau de s'évacuer pendant la nuit.

Vider le réservoir d'eau



Le jour suivant le dégivrage, avant de remettre en marche l'appareil, je prends soin de **vider le bac d'eau** situé sous le Cryo.

Interface



Buses



5 mm



10 mm



15 mm

LES BUSES DE TRAITEMENT pour Cryo 6

sont des **accessoires essentiels** qui servent à diriger le flux d'air froid vers la zone de traitement souhaitée.

Ces buses sont conçues pour une **utilisation spécifique** en fonction des besoins du praticien et du patient.

Sélectionnez le diamètre approprié pour adapter une buse de réduction sur votre tuyau de traitement Cryo 6 de Zimmer !

Option Bras inox



LE BRAS ARTICULÉ EN ACIER INOXYDABLE

destiné aux modèles **Cryo 6** de Zimmer est un **support de suspension** incroyablement pratique conçu pour le placement du tuyau de traitement.

Il vise à **améliorer** la prise en charge des patients tout en simplifiant le travail des praticiens.