2527116 - DIRECT TENS

STIMULATEUR ANTALGIQUE



- IDÉAL POUR LA POURSUITE DU TRAITEMENT À DOMICILE
- NAVIGATION INTUITIVE PAR PICTOGRAMMES
- SOULAGER LA DOULEUR PAR NEUROSTIMULATION TRANSCUTANÉE
- APPLICATIONS ANTALGIQUES

INDICATIONS

Le Direct TENS propose plusieurs programmes pré-enregistrés dédiés à la prise en charge de la douleur :

- · TENS Gate Control
- · Burst/endorphinique
- · TENS haute fréquence
- · TENS mixte
- · TENS modulé
- · Association de différents traitements TENS

CARACTÉRISTIQUES

- Sélection des programmes facilitée par simple pression sur la représentation anatomique associée à la région douloureuse
- Verrouillage automatique du clavier après
 10 secondes d'utilisation
- · Indicateur de charge
- Timer ajustable : 1-59 minutes ou illimité (par défaut)

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
2527116	DIRECT TENS
193068-100	Câble de Stim Empi à l'unité
42190	Électrodes à fil Dura-Stick® 50 x 50 mm (x 4)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nombre de canaux :	2
Nombre de programmes :	13
Intensité maximale :	60 mA réglable
Largeur d'impulsion :	0-250 μs
Fréquence :	1-1 000 Hz
Alimentation :	2 piles 1,5 V ou 1,2 V rechargeables
Dimensions LxHxP:	110 x 70 x 30 mm
Poids:	165 g
FORME D'ONDES	
	· Biphasée asymétrique

100% compensée

GARANTIE: 2 ANS







Télécharger le manuel d'utilisation du Direct TENS

Dispositif médical de classe lla qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE et évalué par l'organisme notifié BSI. Lire attentivement la notice. Fabricant : DJO LLC - USA.