

ELITE 150

ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 150 PROGRAMMES

PRODUIT POUR LE SPORT ET POUR LE FITNESS, IDEAL AUSSI POUR LES TRAITEMENTS BEAUTÉ. IL UTILISE NOUVEAUX COURANTS DE STIMULATION SEQUENTIELLE, EXCELLENTS POUR LES EFFETS DRAINANTS.

36 BEAUTÉ | 36 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 32 FITNESS | 31 SPORT | 12 TENS - DOULEUR | 3 REHAB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Taille de la zone visible 2,6"

Canaux

4 indépendants (8 Électrodes)

Fréquence

0,3-150 Hz *

Largeur d'impulsion

40-450 µs *

Puissance

0-120 mA chaque canal

Alimentation

Batterie rechargeable

Taille

100x160x35 mm


Poids

450 gr


* Selon le type de courant

EQUIPEMENT

- 1 Sacoche de transport
- 1 Electrostimulateur ELITE 150
- 4 Câbles pour connecter les électrodes
- 4 Électrodes autocollantes carrées
- 4 Électrodes autocollantes rectangulaires
- 1 Chargeur
- 1 Manuel d'utilisation



0476



ELITE 150

ÉLECTROTHERAPIE À 4 CANAUX | 150 PROGRAMMES

LISTE DE PROGRAMMES

SPORT

- Capillarisation
- Échauffement
- Echauffement pre-compétition
- Décontracturant
- Récupération active
- Force maximale
- Force résistante
- Force explosive
- Réactivité
- Récupération post-compétition
- Hypertrophie
- Rés. Aérobie

FITNESS

- Raffermissement
- Modelage
- Modelage Bio-Pulse
- Tonification
- Augmentation masse
- Jogging

BEAUTÉ

- Drainage
- Drainage Bio Pulse
- Lipolyse
- Lipolyse post-accouchement
- Massage tonifiant
- Massage connectif
- Drainage post-accouchement
- Raffermississement post-accouchement
- Raffermississement du sein
- Modelage du sein
- Bras gonflés
- Capillarisation du visage
- Effet lifting
- Amélioration du ton de la peau

TENS/DOULEUR

- Tens antalgique conventionnelle
- Tens antalgique modulée
- Tens des endorphines
- Douleurs menstruelles
- Douleur genou
- Douleur chronique
- Douleur musculaire
- Douleurs cervicales
- Douleur à l'épaule (syndrome s-h)
- Lombalgie chronique
- Bursites - tendinites
- Ostéoarthrite

RÉHABILITATION

- Atrophie membres inférieurs
- Atrophie membres supérieurs
- Rétablissement post-intervention LCA

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La liste des programmes "3S" comprend 36 combinaisons de paramètres.