



Interrupteur M/A
modèle 4003/1N



Minuterie 60 min
modèle 4003/2N





Variateur d'intensité
modèle 4003/1R

La lampe à infrarouges thermo quartz est à la fois fonctionnelle et performante. son émetteur quartz d'une qualité éprouvée est spécialement conçu pour délivrer une puissance calorifique importante et homogène. Déclinable en plusieurs configurations, la lampe 4003 s'adapte aux besoins spécifiques des kinésithérapeutes.

Applications les plus courantes:

Actes de kinésithérapie
Echauffement d'appoint pour certains actes chirurgicaux
Soulagement des douleurs musculaires et arthrosiques

Spectre IR Circline 1001N



Rotation multidirectionnelle


Inclinaison par rotation
en 2 points



Hauteur ajustable
par serrage



Circline thermo quartz
400 W



Données techniques

Source d'éclairage :	circline thermo quartz 400W
Équipement de la potence:	4003/1N: interrupteur bipolaire M/A 4003/2N: interrupteur + minuterie interruptrice 60 minutes 4003/1R: interrupteur + variateur d'intensité de 10 à 400W
Alimentation :	220-240V/50-60HZ portes-fusibles sur potence
Rayon d'action :	700 mm, hauteur réglable de 90 à 190 cm
Dimension et poids :	murale/étau : 4 kg - pied roulant: 12 kg
Puissance :	400 W +/- 10%
Diamètre de la coupole :	400 mm
Durée de vie de l'émetteur :	1000 heures
Revêtement :	peinture epoxy
Classe et type électrique :	classe I, type B

CE EN 60-601-1: sécurité des dispositifs électromédicaux
EN 60-601-1-2: compatibilité électromagnétique des dispositifs électromédicaux
satisfait aux exigences de la directive CEE 93/42