

PREMIUM 400

ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 258 PROGRAMMES

AVEC PLUS DE 250 PROGRAMMES PORTABLES, LE PREMIUM 400 EST L'ELECTROSTIMULATEUR IDEAL POUR LE SPORT ET POUR LA BEAUTE, POUR ELLE ET LUI.

58 FITNESS | 53 SPORT | 44 SPORTS SPÉCIAUX | 36 BEAUTÉ | 23 MICRO-COURANTS | 18 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION
12 TENS - DOULEUR | 7 ACTION NOW | 3 INCONTINENCE | 1 IONOPHORÈSE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Taille de la zone visible 2,6"

Canaux

4 indépendants (8 Électrodes)

Fréquence

0,3-150 Hz *

Largeur d'impulsion

40-450 µs *

Puissance

0-120 mA chaque canal

Alimentation

Batterie rechargeable

Taille

100x160x35 mm


Poids

450 gr

* selon le type de courant

EQUIPEMENT

- 1 Sacoche de transport
- 1 Electrostimulateur PREMIUM 4000
- 4 Câbles pour connecter les électrodes
- 2 Câbles pour micro-courant et ionophorèse
- 4 Électrodes autocollantes carrées
- 4 Électrodes autocollantes rectangulaires
- 1 Chargeur
- 1 Manuel d'utilisation



CE
0476



TENS TENS

MENS MENS

IONO IONO

3S 3S

FIN ACTION NOW

SERIAL RUN TIME

LAST 10 LAST 10

FAVORIS FAVORIS

MULTI USER MULTI USER

PRO PROGRAMMABLE

STIM LOCK STIM LOCK

2+2 FONCTION 2+2

MY TRAINER MY TRAINER

SyS SYNCRO STIM

WORK TIME WORK TIME

BATTERIE RECHARGEABLE

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

PREMIUM 400

ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX | 258 PROGRAMMES

LISTE DE PROGRAMMES

Rev. Fr_12_2018

SPORT

Capillarisation
Echauffement
Echauffement pre-compétition
Récupération active
Force maximale
Force résistante
Force explosive
Résistance aérobie
Réactivité
Récupération post-compétition
Décontractant
Hypertrophie

SPORTS SPÉCIAUX

Course
Ski de fond
Arts martiaux
Tennis
Football
Cyclisme

FITNESS

Raffermissement
Raffermissement Bio-Pulse
Modelage
Modelage Bio-Pulse
Tonification
Augmentation masse
Modelage corps
Définition
Jogging
Fitness anaérobie
Fitness aérobie
Prévention crampes

BEAUTÉ

Drainage
Drainage Bio Pulse
Lipolyse
Lipolyse post-accouchement
Massage tonifiant
Massage connectif
Bras gonflés
Capillarisation du visage
Amélioration ton de la peau
Drainage post-accouchement
Raffermissement post-accouchement
Raffermissement du sein
Modelage du sein
Effet lifting

RÉHABILITATION

Atrophie du quadric. (avec prot. au genou)
Rétablissement post-int. LCA
Prévention subluxation de l'épaule

TENS / DOULEUR

Tens antalgique conventionnelle
Tens antalgique modulée
Tens des endorphines
Douleurs menstruelles
Douleur chronique
Douleurs cervicales
Douleur musculaire
Douleur genou
Périarthrite scapulo-humérale
Lombalgie chronique
Bursites - tendinites
Ostéoarthrite

MICRO-COURANTS

Epicondylite
Périarthrite s-h
Rétablissement musculaire
Contusion
Œdème
Ulcère de la peau
Sciatalgie
Lombalgie
Névrалgie brachiale
Douleur aiguë
Douleur articulaire
Torticolis
Coup de lapin
Spondylolyse cervicale
Entorse à l'épaule
Canal carpien
Entorse au genou
Ostéarthrite
Entorse cheville
Inflammation tendon d'Achille
Inflammation tendon rotule
Inflammation coiffe rotateurs
Inflammation tendineuse

INCONTINENCE

Incontinence mixte
Incontinence d'effort
Incontinence par urgence

IONOPHORÈSE

SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La liste des programmes "3S" comprend 18 combinaisons de paramètres. Les programmes "3S" se caractérisent par un retard d'activation des canaux 3 et 4 par rapport aux canaux 1 et 2. La Serial Sequential Stimulation permet de stimuler la musculature en chaîne cinétique grâce aux différents temps d'activation des zones musculaires intéressées.

ACTION NOW

La liste de programmes Action Now comprend 7 combinaisons de paramètres. Cette modalité est conseillée surtout dans le domaine sportif, pour une préparation athlétique où on souhaite ajouter la contraction musculaire provoquée par un stimulateur à l'effort exercé avec des surcharges en forme dynamique aussi bien qu'isométrique.