

INFORMATIONS DE COMMANDE

2910 MOBILE 2 RPW

ACCESSOIRES STANDARDS INCLUS

32000	Pièce à main D-Actor® R-SW noir
28178	Transducteur R040 Beam impact de 15 mm rouge
29724	Transducteur D20-S D-Actor® de 20 mm noir
13-5182	Flacon de gel Conductor 250ml
28701	Kit de révision D-Actor® comprenant 2 tubes de guidage et 2 projectiles

ACCESSOIRES EN OPTION

28701	Kit de révision D-Actor® comprenant 2 tubes de guidage et 2 projectiles
28745	Sac de transport Mobile RPW
31800	Ensemble de 9 transducteurs + valisette :
29801	Transducteur A6 Point
29802	Transducteur T10 Finger
28178	Transducteur R040 Beam impact de 15 mm rouge
29729	Transducteur C15 Cerama-X de 15 mm noir
29728	Transducteur D115 Deep impact de 15 mm noir
29726	Transducteur F15 à lentille focale de 15 mm noir
29724	Transducteur D20-S D-Actor® de 20 mm noir
28736	Transducteur D20-T noir
29725	Transducteur D35-S D-Actor® de 35 mm noir
28730	Ensemble V-Actor® + applicateur V-Actor® :
28740	Transducteur pour infrasons V25 V-Actor® 25 mm noir
28741	Transducteur pour infrasons V40 V-Actor® 40 mm noir
000-00004353	Livre Ondes de choc

INFORMATIONS DE COMMANDE

MODE SIMPLE OU CONTINU

Fréquence du D-Actor® :	1 - 21 Hz
Fréquence du V-Actor® :	1 - 31 Hz
Sortie d'air comprimé :	1 - 5 Bars
Dimensions :	32 x 32 x 21 cm
Poids :	Environ 9 kg

AVANTAGE V-ACTOR®
Effet hyperémiant
et massage



Télécharger le manuel
d'utilisation du
Mobile 2 RPW
Chattanooga®

Le Mobile 2 RPW est un dispositif médical de classe IIa évalué par l'organisme certifié TÜV Rheinland.
Lire attentivement les notices. Fabricant : Storz Medical AG.

CHATTANOOGA®

2910 - MOBILE 2 RPW

L'OUTIL ONDES DE CHOC LÉGER ET SILENCIEUX



- 5 BARS / 21 HZ
- V-ACTOR® EN OPTION (INFRASONS)
- LARGE GAMME DE TRANSDUCTEURS
- ADAPTÉ AUX PRATICIENS MALVOYANTS

INDICATIONS

- Douleurs myofasciales
- Activation des tissus musculaires et conjonctifs
- Tendinopathie superficielle et profonde

CARACTÉRISTIQUES

- Conception légère et compacte, combinée à un compresseur intégré silencieux pour une utilisation portable
- Commandes simples et ergonomiques permettant de modifier facilement tous les paramètres clés
- Affichage LED clair et éclairé pour éliminer l'ambiguïté lors de la surveillance de la pression, de la fréquence et du nombre d'impulsions
- Les impulsions peuvent être déclenchées par un mécanisme de déclenchement sur la pièce à main

**GARANTIE 3 ANS
2 ANS OU 3 MILLIONS DE COUPS
POUR LA PIÈCE À MAIN D-ACTOR®.**

ÉCRAN INTUITIF



- 1 Écran d'indication de l'énergie 1-5 Bars
- 2 Écran d'indication du nombre de coups
- 3 Écran d'indication de la fréquence
- 4 Réglage de l'énergie
- 5 Remise à zéro du compteur de coups
- 6 Ajustement de la fréquence

ÉCRAN INTUITIF



SUPPORT POUR FLACON DE GEL



ACCESSOIRES ONDES DE CHOC

TRANSDUCTEURS POUR MOBILE ET RPW 2

D20-S Oscillateur Standard Ref: 28724

- Ø 20 mm, transducteur D-Actor®
- Muscles et tissus conjonctifs
- Profondeur de pénétration : **0-50 mm**
- Intensité : ■■■■■■□□□□

A6 Point

Ref: 29801



- Ø 6 mm, transducteur points Trigger
- Acupuncture, points Trigger
- Profondeur de pénétration : **0-20 mm**
- Intensité : ■■■□□□□□□□

T10 Finger

Ref: 29802



- Ø 10 mm, transducteur points Trigger
- Points Trigger, tendinopathies
- Profondeur de pénétration : **0-40 mm**
- Intensité : ■■■■■■□□□□

R040 Beam

Ref: 28178



- Ø 15 mm, transducteur Beam
- Tous types de tendinopathies
- Profondeur de pénétration : **0-35 mm**
- Intensité : ■■■■■■□□□□

C15 CERAmA-x®

Ref: 29729



- Ø 15 mm, transducteur CERAmA-x®
- Tous types de tendinopathies
- Profondeur de pénétration : **0-30 mm**
- Intensité : ■■■■■■□□□□

D15 Deep Impact®

Ref: 29728



- Ø 15 mm, transducteur Deep Impact®
- Zones profondes, troubles chroniques, points Trigger
- Profondeur de pénétration : **0-50 mm**
- Intensité : ■■■■■■□□□□

F15 Focus-Lens

Ref: 29726



- Ø 15 mm, transducteur Focus-Lens
- Régions superficielles, muscles de la mastication, cervicalgies
- Profondeur de pénétration : **0-30 mm**
- Intensité : ■□□□□□□□□□

D20-S Oscillateur Standard Ref: 29724

- Ø 20 mm, transducteur D-Actor®
- Muscles et tissus conjonctifs
- Profondeur de pénétration : **0-50 mm**
- Intensité : ■■■■■■□□□□

D20-T Oscillateur Or

Ref: 28736



- Ø 20 mm, transducteur D-Actor®
- Pour les athlètes, forte application d'énergie
- Profondeur de pénétration : **0-50 mm**
- Intensité : ■■■■■■□□□□

D35-S Oscillateur Large

Ref: 29725



- Ø 35 mm, transducteur D-Actor®
- Muscles et tissus conjonctifs
- Profondeur de pénétration : **0-60 mm**
- Intensité : ■■■■■■□□□□

R15 15 mm Noir

Ref: 18638



- Ø 15 mm, transducteur Beam
- Tous types de tendinopathies
- Profondeur de pénétration : **0-35 mm**
- Intensité : ■■■■■■□□□□

ATLAS

Ref: 29539



- Ø 15 mm, transducteur souple et flexible
- Traitement des régions très sensibles et points Trigger de la colonne cervicale
- Profondeur de pénétration : **0-15 mm**
- Intensité : ■□□□□□□□□□

V10

Ref: 29742



- Ø 10 mm, transducteur V-Actor®
- Points Trigger superficiels

V25

Ref: 28740



- Ø 25 mm, transducteur V-Actor®
- Activation musculaire et massages

V40

Ref: 28741



- Ø 40 mm, transducteur V-Actor®
- Massages sur zones larges

TRANSDUCTEURS POUR RPW 2

SET SPINE-ACTOR®

Ref: 28946



- 20 mm
- Région cervicale



- 27 mm
- Région dorsale ou thoracique



- 35 mm
- Région lombaire

SET PERI-ACTOR®

Ref: 28945

**KNUCKLE PERI-ACTOR®**

- Fascias thoraco-lombaires ou cervicales, fasciite plantaire, points Trigger
- En forme de jointure de la main

**SCOOP PERI-ACTOR®**

- Traitement ergonomique des crêtes et reliefs osseux
- En forme de crochet

**SCRAPER PERI-ACTOR®**

- Traitement de tous les points Trigger, fascias superficiels sur de larges surfaces
- Proche des techniques manuelles

**SPHÈRE PERI-ACTOR®**

- Traitement ponctuel des fascias, fasciite, plante de pied, main, rachis cervical, points Trigger
- En forme d'extrémité digitale

TRANSDUCTEURS POUR RPW LITE

R040 Noir

Ref: 30842



- Ø 15 mm, transducteur Beam
- Tous types de tendinopathies
- Profondeur de pénétration : **0-35 mm**
- Intensité : ■■■■■■□□□□

D20-S Noir

Ref: 30873



- Ø 20 mm, transducteur D-Actor®
- Muscles et tissus conjonctifs
- Profondeur de pénétration : **0-50 mm**
- Intensité : ■■■■■■□□□□

D20-T Noir

Ref: 30876



- Ø 20 mm, transducteur D-Actor®
- Pour les athlètes, forte application d'énergie
- Profondeur de pénétration : **0-50 mm**
- Intensité : ■■■■■■□□□□

C15 CERAMA-X® Noir

Ref: 30875



- Ø 15 mm, transducteur CERAMA-x®
- Tous types de tendinopathies
- Profondeur de pénétration : **0-30 mm**
- Intensité : ■■■■■■□□□□

D15 DEEP IMPACT® Noir

Ref: 30874



- Ø 15 mm, transducteur Deep Impact®
- Zones profondes, troubles chroniques, points Trigger
- Profondeur de pénétration : **0-50 mm**
- Intensité : ■■■■■■□□□□